


Der neue

Tragarm B

für optimale Bedienung
und Diagnostik



- Gewohnt robuste Strässle & Co. -Qualität
- Variable Positionierung
- Mit Griff für praktisches, einfaches Handling
- Sehr flexibel durch zwei Gelenke
- Große Reichweite (ca. 130 cm)
- Schwenkbereich horizontal ca. 315°
- Mit Drehdämpfung und Überdrehenschutz
- Kabel und Vakuumschlauch innengeführt
- Mit integriertem Defibrillationsschutz



Strässle & Co. Medizintechnik GmbH
Primelweg 5
D-72461 Albstadt
Tel.: +49 (0)7432 - 220186
Fax: +49 (0)7432 - 220189
E-Mail: info@straessle-co.de
www.straessle-co.de