

# Vital Signs Monitor

Spot Check Monitor SVM-7100-Serie

Smarter Workflow für Normalstationen





# Die Patientensicherheit verbessern

## Schnelle und schonende NIBD-Messung

Mit unserer einzigartigen iNIBP-Technologie messen wir den Blutdruck während der Aufpumpphase der Manschette. Dadurch verkürzt sich der Messvorgang und der Manschettendruck wird reduziert.



## Modifizierter Early Warning Score

Wenn eine große Patientenzahl mit überschaubarem Personal versorgt werden muss, kann es passieren, dass eine Verschlechterung der Vitalparameter nicht rechtzeitig erkannt wird.

Mit einem Modifizierten Early Warning Score (MEWS) können klinische Veränderungen des Patientenzustandes frühzeitig erkannt werden, um dann rechtzeitig die richtigen therapeutischen Maßnahmen zu ergreifen.



# Den Arbeitsalltag vereinfachen

## Illustrierte Bildschirmanleitungen für akkurate Ergebnisse

Für eine richtige Durchführung der Messungen folgen Sie einfach den Bildschirmanleitungen.



## Einfache Abläufe, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren

Konfigurieren Sie den Bedienbildschirm nach Ihrem individuellen Arbeitsablauf.



Mit einem Tastendruck übertragen Sie alle Messwerte in die elektronische Patientenakte.



## Spezifikationen SVM-7100-Serie

### Modell

<b>SVM-7160</b>	SpO <sub>2</sub> (Nihon Kohden), NIBP
<b>SVM-7130</b>	SpO <sub>2</sub> (Masimo), NIBP

<b>Bildschirm</b>	8", TFT-Display (farbig)
<b>Auflösung</b>	800 x 600 Punkte
<b>Kurvendarstellung</b>	SpO <sub>2</sub> Pulskurve
<b>Numerische Anzeige</b>	NIBD (Systole, Diastole, MAD), SpO <sub>2</sub> , SpO <sub>2</sub> -Pulsfrequenz
<b>Optional verfügbar</b>	Gerätewagen (Order-Code KC-170P)



## Improving Healthcare with Advanced Technology

Seit der Gründung im Jahr 1951 hat es sich Nihon Kohden zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Wir bieten Lösungen für Diagnose, Intensivmedizin, klinische Informationen und In-vitro-Diagnostik – und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um den Herausforderungen des Gesundheitswesens von heute und morgen gerecht zu werden.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf [www.nihonkohden.com](http://www.nihonkohden.com)

**NIHON KOHDEN DEUTSCHLAND GmbH**  
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland  
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599  
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: [bestellung@nke.de](mailto:bestellung@nke.de)

**NIHON KOHDEN EUROPE GmbH**  
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland  
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599  
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)

**NIHON KOHDEN CORPORATION**  
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan  
Telefon: +81 (3) 59 96-80 36, Fax: +81 (3) 59 96-81 00  
Internet: [www.nihonkohden.com](http://www.nihonkohden.com)