



Vitalograph micro™

Das beste Spirometer unter den Günstigen.

Ihr Fachhandelspartner

Vitalograph®
Ihr Spirometrie-Partner

Vitalograph micro™


Das beste Spirometer unter den Günstigen.

Mit dem Vitalograph micro™ entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt des Marktführers für die Allgemein- und Arbeitsmedizin – und das zu einem sensationellen Preis. Basierend auf mehr als 50 Jahren Spirometrie-Erfahrung hat Vitalograph ein zuverlässiges, kinderleicht zu bedienendes Einstiegsmodell entwickelt, das in seinem Preissegment einzigartig ist.

Das Vitalograph micro™ bietet alle erforderlichen Funktionalitäten insbesondere für die Allgemeinarztpraxis. Die Testergebnisse und Kurven werden auf dem farbigen Touchscreen angezeigt und bei Bedarf als übersichtliches PDF ausgelesen. Das PDF kann wahlweise über den PC gedruckt oder im Archivmodul der Praxissoftware abgelegt werden.

Die Messtechnologie (Pneumotachograph) wurde von den Vitalograph Premium-Modellen übernommen und kommt im Gegensatz zu Turbinen-Spirometern ohne empfindliche und bewegliche Teile aus. Das garantiert Langlebigkeit und höchste Messgenauigkeit – auch bei sehr niedrigen oder hohen Flussraten. Die Folgekosten pro Messung sind gering, da keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre benötigt werden.

Ideal auch für die schnelle Spirometrie im Klinikbereich.



Leistungsmerkmale des Vitalograph micro™

- ⊕ Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- ⊕ Exakter, langlebiger Pneumotachograph-Messkopf (keine empfindlichen und beweglichen Teile wie beim Turbinen-Messverfahren)
- ⊕ Einfache, selbsterklärende Bedienung über Touchscreen mit großen Symbolen
- ⊕ Mit PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format
- ⊕ Geringe Folgekosten, keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten oder -Atemrohre erforderlich
- ⊕ Ideal auch für die schnelle Spirometrie im Klinikbereich
- ⊕ Abrechenbar über EBM, DMP und GOÄ

Bestellinformationen

63303 Vitalograph micro™

36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM (optional)
28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)
20303 Einmal-Nasenklemmen (200)

Vitalograph GmbH

Rellinger Straße 64a
20257 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 547391-0
Fax: +49 40 547391-40
E-Mail: info@vitalograph.de
www.vitalograph.de